

## ラテックス凝集比濁法

# N-アッセイ **LA** シスタチン **C** ニットーボー

### シスタチン C (CysC) の特徴

- 血中濃度が性別・年齢・筋肉量等の影響を受けにくい低分子蛋白で、新しい腎機能マーカーとして注目されています。
- クレアチニンクリアランス測定のような蓄尿は不要であり、血清(血漿)中の CysC 濃度を測定することにより腎機能の評価が可能です。
- 血清クレアチニンと比較すると、腎機能に対する感度および特異性が高く、より早期に低下を発見できます。

### 【特 長】

1. ラテックス凝集比濁法を測定原理としており、各種汎用自動分析装置への適応が可能です。
2. 0.1mg/L から 10mg/L まで良好な直線性を示します。
3. 測定感度が高く、低域から高域まで精度良く測定できます。

製造販売元: **ニットーボーメディカル 株式会社**

〒963-8061 福島県郡山市富久山町福原字塩島1番地

本 社 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-4-1

TEL.03-4582-5420 FAX.03-3238-4591